

Целевая группа пациентов и идеальные сроки лечения Тогамухин'ом™

Целевая группа пациентов

Тогамухин™ используется в лечении тяжелого сепсиса или септического шока у пациентов, которые отвечают следующим требованиям:

(А) Эндотоксемия
или подозрение
на грамотрицательную
инфекцию



**(Б) Синдром Системного Воспалительного
Ответа (ССВО*) с нарушением работы
минимум одного органа**




***ССВО определяется наличием, по крайней мере, двух из следующих четырех условий:**

- (1) лихорадка или гипотермия (температура тела > 38 °С или < 36 °С)
- (2) тахикардия (ЧСС > 90 уд/мин)
- (3) тахипноэ (частота дыхания > 20 вдохов/мин, или PaCO2 < 32 мм.рт.ст.)
- (4) уровень лейкоцитов > 12 000 клеток/мм³, < 4000 клеток/мм³ или > 10 % незрелых (молодых) форм

Тяжелый сепсис или Септический Шок

Идеальные сроки применения Тогамухин'а™



ГО: Грамотрицательная
СПОН: Синдром Полиорганной Недостаточности

После начала септического шока наиболее эффективным является по возможности ранее использование Тогамухин'а™. В ходе исследования EUPHAS применение Тогамухин'а™ начиналось в течение 24 часов после абдоминального хирургического вмешательства¹⁸⁾.